



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands
Tel. +(31) (0) 70 345-8570



Argentum Medical, LLC dba Bravida Medical
2571 Kaneville Ct
Geneva, IL 60134 USA
Tel. (+1) 888.551.0188
Fax. (+1) 888.558.9923
www.bravidamedical.com

English

FreeDerm® Adhesive Remover Instructions for Use

INGREDIENTS: Siloxanes

WARNING! Highly Flammable
Avoid contact with eyes and mouth.
For external use only. Avoid inhalation.

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX

- Removes hydrocolloid on contact
- Helps remove tapes and bandages
- Quick drying – no residue



If redness or irritation occurs, discontinue use and consult your healthcare professional.

DO NOT FLUSH

Any serious incident or complaint in relation to the device report to Manufacturer Argentum Medical, LLC dba Bravida Medical, 2571 Kaneville Court, Geneva, IL 60134 Phone no. + 1 888.551.0188 and To EC Rep Emergo Europe Westervoortsedijk 60; 6827 AT Arnhem The Netherlands Tel. +(31) (0) 70 345-8570 and report to local competent authority.

©Argentum Medical, LLC dba Bravida Medical. All rights reserved. FreeDerm® is a registered trademark of Argentum Medical, LLC dba Bravida Medical. Made in the USA.
Patents: <https://bioderminc.com/patents/>.

HOW TO USE: Instantly removes hydrocolloid, dressing tapes and other adhesives without irritation. Flash dries in 15 seconds without leaving a residue which allows for immediate reapplication.

SPRAY BOTTLE DIRECTIONS: For external use only on normal, intact skin. Spray edges of adhesive until wet. Gently lift the adhesive edge from the skin. While lifting, spray the exposed adhesive until completely released.

WIPE DIRECTIONS: For external use only on normal, intact skin.

1. Hold foil packet vertically, tear at notch to open and remove cloth from packet. Keep cloth folded to retain maximum saturation. Keep the packet held upright to avoid spilling the excess FreeDerm solution.
2. Drip the excess FreeDerm from the packet onto the top edge of the dressing, allowing the solution to drip downwards to start releasing the adhesive bond between the skin and dressing.
3. Once the dressing edge is lifted, use the folded cloth to wipe underneath the dressing as you gently pull the dressing off.
4. Once the dressing is completely removed, wipe the area to remove any residue adhesive.

Italiano

Istruzioni per l'uso del FreeDerm® Adhesive Remover

INGREDIENTI: Silossani

AVVERTENZA! Altamente infiammabile
Evitare il contatto con occhi e bocca.
Solo per uso esterno. Evitare l'inalazione.

NON REALIZZATO CON LATTICE DI GOMMA NATURALE

- Rimuove l'idrocolloide al contatto
- Aiuta a rimuovere nastri e bende
- Asciugatura rapida – senza residui



In caso di rossore o irritazione, interrompere l'uso e consultare il proprio medico curante.

NON GETTARE NEL WC

Segnalare qualsiasi incidente grave o reclamo in relazione al dispositivo al Produttore Argentum Medical LLC, 2571 Kaneville court, Geneva, IL 60134, Numero di telefono + 1 888.551.0188 e a EC Rep Emergo Europe Westervoortsedijk 60; 6827 AT Arnhem Paesi Bassi Tel.: +(31) (0) 70 345-8570 e segnalarlo all'autorità competente locale.

©Argentum Medical, LLC dba Bravida Medical. Tutti i diritti riservati. FreeDerm® è un marchio registrato di Argentum Medical, LLC dba Bravida Medical. Prodotto negli Stati Uniti.
Brevetti: <https://bioderminc.com/patents/>

COME SI USA: Rimuove istantaneamente idrocolloidi, cerotti adesivi e altri adesivi senza irritazioni. Asciugatura rapida in 15 secondi senza lasciare residui consentendo una riapplicazione immediata.

ISTRUZIONI PER L'USO DEL FLACONE SPRAY: Solo per uso esterno su pelle normale e integra. Spruzzare i bordi dell'adesivo finché non sono bagnati. Sollevare delicatamente il bordo adesivo dalla pelle. Durante il sollevamento spruzzare l'adesivo esposto fino al completo rilascio.

SALVIETTE DETERGENTI: ISTRUZIONI PER L'USO: Solo per uso esterno su pelle normale e integra.

1. Tenere il pacchetto di alluminio in posizione verticale, strappare la tacca per aprirlo e rimuovere il panno dalla confezione. Tenere il panno piegato per mantenere la massima saturazione. Tenere la confezione in posizione verticale per evitare di versare la soluzione di FreeDerm in eccesso.
2. Far gocciolare l'eccesso di FreeDerm dalla confezione sul bordo superiore della medicazione lasciando gocciolare la soluzione verso il basso per iniziare ad allentare il legame adesivo tra la pelle e la medicazione.
3. Una volta sollevato il bordo della medicazione, utilizzare il panno piegato per pulire sotto la medicazione mentre si toglie delicatamente la medicazione.
4. Una volta rimossa completamente la medicazione, pulire l'area per rimuovere eventuali residui di adesivo.

Español

Instrucciones de uso de FreeDerm® Adhesive Remover

INGREDIENTES: Siloxanos

¡ADVERTENCIA! Altamente inflamable
Evitar el contacto con los ojos y la boca.
Solo para uso externo. Evitar la inhalación.

NO FABRICADO CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL

- Elimina el hidrocoloide al contacto
- Ayuda a eliminar esparadrapos y apósitos
- Secado rápido – sin residuos



Si aparece enrojecimiento o irritación, interrumpa el uso y consulte con un profesional sanitario.

NO DESECHAR EN EL INODORO

Cualquier incidente grave o reclamación en relación con el dispositivo debe comunicarse al fabricante Argentum Medical LLC, 2571 Kaneville court, Geneva, IL 60134 (EE. UU.), con tel. + 1 888-551-0188 y a EC Rep Emergo Europe Westervoortsedijk 60; 6827 AT Arnhem (Países Bajos), con tel. +(31) (0) 70 345-8570 y comunicarse a la autoridad local competente.

©Argentum Medical, LLC dba Bravida Medical. Todos los derechos reservados. FreeDerm® es una marca registrada de Argentum Medical, LLC dba Bravida Medical. Fabricado en EE. UU. Patentes: <https://bioderminc.com/patents/>

ISTRUCCIONES DE USO: Elimina instantáneamente el hidrocoloide, esparadrapos y otros adhesivos sin irritación. Secado instantáneo en 15 segundos sin dejar residuos, lo que permite repetir la aplicación de inmediato.

ISTRUCCIONES DE USO DEL FRASCO PULVERIZADOR: Solo para uso externo en piel normal e intacta. Rocíe los bordes del adhesivo hasta que estén húmedos. Levante cuidadosamente el borde del adhesivo separándolo de la piel. Mientras levanta el adhesivo, rocíe el adhesivo expuesto hasta que se suelte por completo.

ISTRUCCIONES DE USO DE LAS TOALLITAS: Solo para uso externo en piel normal e intacta.

1. Sujete el envase de aluminio en posición vertical, rásquelo por la muesca para abrirlo y saque la toallita del envase. Mantenga la toallita doblada para conservar la saturación máxima. Mantenga el envase en posición vertical para evitar derramar la solución FreeDerm sobrante.
2. Vierta la solución FreeDerm sobrante del envase en el borde superior del apósito, permitiendo que la solución gotee para comenzar a soltar el adhesivo entre la piel y el apósito.
3. Una vez que haya levantado el borde del apósito, pase la toallita doblada por debajo del apósito mientras tira cuidadosamente de él.
4. Una vez que haya retirado completamente el apósito, pase la toallita por la zona para eliminar cualquier resto de adhesivo.



Français

Instructions d'utilisation de FreeDerm® Adhesive Remover

INGREDIENTS : Siloxanes
AVERTISSEMENT ! Hautement inflammable
Éviter le contact avec les yeux et la bouche.
Pour usage externe uniquement. Éviter l'inhalation.

NE CONTIENT PAS DE CAOUTCHOUC NATUREL LATEX
• Élimine l'hydrocolloïde par simple contact
• Aide à retirer les bandes adhésives et les pansements
• Séchage rapide – sans résidus



En cas d'apparition de rougeurs ou d'irritations, cessez l'utilisation et consultez un professionnel de santé.

NE PAS RINCER

Tout incident grave ou plainte concernant le dispositif doit être signalé au fabricant Argentum Medical LLC, 2571 Kaneville Court, Geneva, IL 60134. Téléphone : + 1 888.551.0188 ou à l'EC Rep Emergo Europe, Westervoortsedijk 60; 6827 AT Arnhem, Pays-Bas. Tél. : +(31) (0) 70 345-8570 et signaler à l'autorité compétente locale.

©Argentum Medical, LLC DBA Bravida Medical. Tous droits réservés. FreeDerm® est une marque déposée d'Argentum Medical, LLC DBA Bravida Medical. Fabriqué aux États-Unis. Brevets : <https://bioderminc.com/patents/>.

MODE D'EMPLOI : Élimine instantanément les hydrocolloïdes, les bandes adhésives et autres adhésifs sans irritation. Séchage instantané en 15 secondes sans laisser de résidus, ce qui permet une réapplication immédiate.

MODE D'EMPLOI DU FLACON PULVÉRISATEUR : Pour usage externe uniquement sur une peau normale et intacte. Vaporisez les bords de l'adhésif jusqu'à ce qu'ils soient humides. Retirez délicatement le bord adhésif de la peau. Pendant le retrait, vaporisez l'adhésif exposé jusqu'à ce qu'il soit complètement décollé.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DES LINGETTES : Pour usage externe uniquement sur une peau normale et intacte.
1. Tenez le sachet en aluminium à la verticale, déchirez-le au niveau de l'encoche pour l'ouvrir et retirez le tissu du sachet. Gardez le tissu plié pour conserver une saturation maximale. Maintenez le sachet en position verticale pour éviter de renverser l'excédent de solution FreeDerm.
2. Faites couler l'excédent de FreeDerm du sachet sur le bord supérieur du pansement, en laissant la solution s'écouler vers le bas afin de commencer à libérer la liaison adhésive entre la peau et le pansement.
3. Une fois le bord du pansement relevé, utilisez le tissu plié pour essuyer sous le pansement tout en le retirant délicatement.
4. Une fois le pansement complètement retiré, essuyez la zone pour éliminer tout résidu d'adhésif.

Suomalainen

FreeDerm® Adhesive Remover Käyttöohjeet

AINEOSAT: Siloksaanit
VAROITUS! Erittäin helposti syttyvä
Vältä kosketusta silmien ja suun kanssa.
Vain ulkoiseen käyttöön. Vältä hengittämästä.

EI VALMISTETTU LUONNONKUMILATEKSISTA
• Poistaa hydrokolloidin kosketuksesta
• Auttaa poistamaan liima-aineella kiinnitetyt teipit ja siteet
• Kuivuu välittömästi – ei jäämiä



Jos ihon punoitusta tai ärsytystä ilmenee, lopeta käyttö ja ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

ÄLÄ HUUHTELE

Laitteeseen liittyvät vakavat vaaratilanteet tai valitukset tulee ilmoittaa valmistajalle Argentum Medical LLC, 2571 Kaneville court, Geneva, IL 60134 Puhelinnumero. + 1 888.551.0188 ja EY-edustajalle Emergo Europe Westervoortsedijk 60; 6827 AT Arnhem Alankomaat Puh. +(31) (0) 70 345-8570 sekä paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

©Argentum Medical, LLC DBA Bravida Medical. Kaikki oikeudet pidätetään. FreeDerm® on Argentum Medical, LLC Bravida Medicalin rekisteröity tavaramerkki. Valmistettu Yhdysvalloissa. Patentit: <https://bioderminc.com/patents/>.

KÄYTTÖOHJEET: Poistaa välittömästi hydrokolloidit, haavasidokset ja muut liima-aineet ilman ärsytystä. Kuivuu välittömästi 15 sekunnissa jättämättä jäämiä, mikä mahdollistaa välittömän uudelleenkäytön.

SUIHKUPULLON KÄYTTÖOHJEET: Vain ulkoiseen käyttöön normaalilla, ehjällä iholla. Suihkuta liima-aineen reunat, kunnes ne ovat kosteat. Nosta liima-aineen reuna varovasti iholta. Nostaessasi suihkuta paljastunutta liima-ainetta, kunnes se on täysin irronnut.

PYYHINTÄOHJEET: Vain ulkoiseen käyttöön normaalilla, ehjällä iholla.
1. Pidä foliopakkaus pystyasennossa, revi lovesta avataksesi ja poista liina pakkauksesta. Pidä kangas taitettuna, jotta säilytetään maksimaalinen kyllästyminen. Pidä pakkaus pystyasennossa, jotta ylimääräinen FreeDerm-liuos ei pääse valumaan.
2. Valuta ylimääräinen FreeDerm-pakkaussisältö sidoksen yläreunalle siten, että liuos valuu alaspäin ja alkaa irrottaa liima-aineen kiinnittymistä ihon ja sidoksen välillä.
3. Kun sidoksen reuna on nostettu, käytä taitettua liinaa pyyhkimään sidoksen alta samalla, kun vedät sidoksen varovasti pois.
4. Kun side on täysin poistettu, pyyhi alue mahdollisten liima-ainejäämien poistamiseksi.

Ελληνικά

Οδηγίες χρήσης του FreeDerm® Adhesive Remover

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Σιλοξάνες
ΠΡΟΣΟΧΗ! Υψηλός κίνδυνος ανάφλεξης
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το στόμα.
Μόνο για εξωτερική χρήση. Αποφύγετε την εισπνοή.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΛΑΤΕΞ
• Αφαιρεί το υδροκολλοειδές κατά την επαφή
• Βοηθά στην αφαίρεση ταινιών και επιδέσμων
• Γρήγορο στέγνωμα – χωρίς υπόλειμμα



Εάν εμφανιστεί ερυθρότητα ή ερεθισμός, διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.

ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό ή οποιαδήποτε σοβαρή καταγγελία σε σχέση με το τεχνολογικό προϊόν να αναφέρεται στον Κατασκευαστή Argentum Medical LLC, 2571 Kaneville court, Geneva, IL 60134 Αρ. τηλεφώνου + 1 888.551.0188 και στον αντιπρόσωπο στην ΕΕ, την Emergo Europe Westervoortsedijk 60. 6827 AT Arnhem Ολλανδία Τηλ. +(31) (0) 70 345-8570 και να αναφέρεται στην κατά τόπους αρμόδια αρχή.

©Argentum Medical, LLC DBA Bravida Medical. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το FreeDerm® είναι σήμα κατατεθέν της Argentum Medical, LLC DBA Bravida Medical. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας: <https://bioderminc.com/patents/>. Κατασκευασμένο στις ΗΠΑ.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: Αφαιρεί αμέσως υδροκολλοειδή, ταινίες επίδεσης και άλλες κολλητικές ουσίες χωρίς ερεθισμό. Στεγνώνει γρήγορα σε 15 δευτερόλεπτα χωρίς να αφήνει υπόλειμμα, γεγονός που επιτρέπει την άμεση επανάληψη της εφαρμογής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΣΠΡΕΪ: Μόνο για εξωτερική χρήση σε υγιές, άθικτο δέρμα. Ψεκάστε τις άκρες της κολλητικής ουσίας μέχρι να υγρανθούν. Ανασηκώστε απαλά την άκρη της κολλητικής ουσίας από το δέρμα. Κατά την ανύψωση, ψεκάστε την εκτεθειμένη κολλητική ουσία μέχρι να απελευθερωθεί εντελώς.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ: Μόνο για εξωτερική χρήση σε υγιές, άθικτο δέρμα.
1. Κρατήστε το πακέτο αλουμινίου κάθετα, σκίστε το στο σημείο για να το ανοίξετε και αφαιρέστε το επίθεμα από το πακέτο. Κρατήστε το επίθεμα διπλωμένο για να διατηρήσετε τον μέγιστο κορεσμό. Κρατήστε το πακέτο σε όρθια θέση για να αποφύγετε τη διαρροή του πλεονάσματος του διαλύματος FreeDerm.
2. Ρίξτε το πλεόνασμα του FreeDerm από τη συσκευασία στο πάνω άκρο του επιδέσμου, αφήνοντας το διάλυμα να στάξει προς τα κάτω για να αρχίσει να χαλαρώνει η κολλητική ουσία μεταξύ του δέρματος και του επιδέσμου.
3. Μόλις σηκωθεί η άκρη του επιδέσμου, χρησιμοποιήστε το διπλωμένο επίθεμα για να σκουπίσετε κάτω από τον επίδεσμο, καθώς τον τραβάτε απαλά προς τα έξω.
4. Μόλις αφαιρεθεί εντελώς ο επίδεσμος, σκουπίστε την περιοχή για να αφαιρέσετε τυχόν υπόλειμμα κολλητικής ουσίας.

Dutch

Gebruiksaanwijzing voor FreeDerm® Adhesive Remover

INGREDIËNTEN: Siloxanen
WAARSCHUWING! Zeer ontvlambaar
Vermijd contact met de ogen en mond.
Alleen voor uitwendig gebruik. Vermijd inademing.

NIET GEMAAKT VAN NATUURRUBBER LATEX
• Verwijdert hydrocolloïd bij contact
• Helpt om tapes en verbanden te verwijderen
• Sneldrogend – geen residu



Als roodheid of irritatie optreedt, stop dan het gebruik en raadpleeg uw zorgverlener.

SPOEL NIET DOOR

Meld elk ernstig incident of klacht in verband met het hulpmiddel aan Fabrikant Argentum Medical LLC, 2571 Kaneville court, Geneva, IL 60134 Telefoonnr. + 1 888.551.0188 en aan EC Rep Emergo Europe Westervoortsedijk 60; 6827 AT Arnhem Nederland Tel. +(31) (0) 70 345-8570 en meld dit bij de plaatselijke bevoegde autoriteit.

©Argentum Medical, LLC DBA Bravida Medical. Alle rechten voorbehouden. FreeDerm® is een geregistreerd handelsmerk van Argentum Medical, LLC DBA Bravida Medical. Geproduceerd in de Verenigde Staten. Patenten: <https://bioderminc.com/patents/>.

HOE TE GEBRUIKEN: Verwijdert onmiddellijk hydrocolloïd, hechtpleisters en andere kleefmiddelen zonder irritatie. Droogt snel in 15 seconden zonder een residu achter te laten, wat onmiddellijke hernieuwde aanbrenging mogelijk maakt.

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE SPUITFLES: Alleen voor uitwendig gebruik op de normale, intacte huid. Spray de hoeken van het kleefmiddel totdat ze vochtig zijn. Til voorzichtig de hoek van het kleefmiddel op van de huid. Tijdens het tillen spray het blootliggende kleefmiddel totdat het volledig is verwijderd.

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE DOEKJES: Alleen voor uitwendig gebruik op de normale, intacte huid.
1. Houd de folieverpakking verticaal, scheur bij de inkeping om te openen en verwijder het doekje van de verpakking. Houd het doekje gevouwen om maximale saturatie te behouden. Houd de verpakking rechtop om morsen van de overmaat van FreeDerm oplossing te voorkomen.
2. Druppel de overmaat FreeDerm vanuit de verpakking op de bovenrand van het verband, zodat de oplossing naar binnen kan druppelen om de binding van het kleefmiddel tussen de huid en het verband te beginnen te verwijderen.
3. Wanneer het verband is opgetild, gebruik het gevouwen doekje om onder het verband te vegen terwijl u voorzichtig het verband eraf trekt.
4. Wanneer het verband helemaal is verwijderd, veeg het oppervlak schoon om eventueel residu van het kleefmiddel te verwijderen.

Eesti FreeDerm® Adhesive Remover Kasutusjuhend

KOOSTISAINED: siloksaanid

HOIATUS! Väga tuleohtlik
Vältida silma ja suhu sattumist.
Ainult väliseks kasutamiseks. Vältida sissehingamist.

TOOTE VALMISTAMISEL POLE KASUTATUD LOODUSLIKKU KUMMILATEKSIT

- Eemaldab kokkupuutel hüdrokolloidi
- Aitab eemaldada teipe ja sidemeid
- Kiiresti kuivav – ilma jääkideta



Punetuse või ärrituse ilmnemise korral lõpetage kasutamine ja pidage nõu tervishoiutöötajaga.

ÄRGE LASKE SALVRÄTTE TUALETIST ALLA

Kõigist seadmega seotud ohujuhtumest või kaebustest tuleb teatada tootjale Argentum Medical LLC, 2571 Kaneville Court, Geneva, IL 60134, telefoninumber + 1 888.551.0188, ja ELi esindajale Emergo Europe Westervoortsedijk 60; 6827 AT Arnhem, Holland, telefoninumber +(31) (0) 70 345-8570, ning teavitada kohalikku pädevat asutust.

©Argentum Medical, LLC DBA Bravida Medical. Kõik õigused kaitstud. FreeDerm® on Argentum Medical, LLC DBA Bravida Medical registreeritud kaubamärk. Valmistatud Ameerika Ühendriikides. Patendid: <https://bioderminc.com/patents/>.

KASUTUSJUHISED: Eemaldab koheselt hüdrokolloidi, sidumismaterjalid ja muud liimid ilma nahka ärritamata. Kiirkuivab 15 sekundiga jääke jätmata, mis võimaldab kohest uuesti kasutamist.

SPRAY-PUDELI KASUTUSJUHEND: Ainult väliseks kasutamiseks normaalsel, tervel nahal. Pihustage liimi servadele, kuni need on märjad. Tõmmake liimi serva ettevaatlikult nahast eemale. Tõmbamise ajal pihustage paljastunud liimile, kuni see on täielikult lahti tulnud.

KASUTUSJUHEND PUHASTUSVAHENDILE: Ainult väliseks kasutamiseks normaalsel, tervel nahal.

- Hoidke fooliumpakendit vertikaalselt, rebige avamiseks sisselõikest ja võtke lapp pakendist välja. Hoidke riiet kokku voldituna, et säilitada maksimaalset küllastatust. Hoidke pakendit püstiasendis, et vältida toote FreeDerm lahuse väljavoolamist.
- Tilgutage pakendist ülemäärane FreeDerm sideme ülaservale, lastes lahusel alla tilkuda, et hakata naha ja sideme vahelist liimidet eemaldama.
- Kui sideme serv on üles tõstetud, pühkige kokkuvolditud lapiga sideme alt, tõmmates sidet ettevaatlikult eemale.
- Kui side on täielikult eemaldatud, pühkige piirkond puhtaks, et eemaldada kõik liimijäägid.

Norsk Bruksanvisning for FreeDerm® Adhesive Remover

INGREDIENSER: Siloksaner
ADVARSEL! Svært brannfarlig
Unngå kontakt med øyne og munn.
Kun til utvortes bruk. Unngå innånding.

IKKE LAGET AV NATURLIG GUMMI LATEX

- Fjerner hydrokolloid ved kontakt
- Hjelper med å fjerne tape og bandasjer
- Tørker raskt – ingen rester



Hvis rødhet eller irritasjon oppstår, avbryt bruken og kontakt helsepersonell.

IKKE SKYLL NED I TOALET

Enhver alvorlig hendelse eller klage i forbindelse med enheten rapporteres til produsenten Argentum Medical LLC, 2571 Kaneville Court, Geneva, IL 60134 Telefon nr. +1 888 551 0188 og til EC-representant Emergo Europe Westervoortsedijk 60; 6827 AT Arnhem Nederland Telefon. +(31) (0) 70 345-8570 og rapporteres til lokal kompetent myndighet.

©Argentum Medical, LLC DBA Bravida Medical. Alle rettigheter forbeholdt. FreeDerm® er et registrert varemerke for Argentum Medical, LLC DBA Bravida Medical. Produsert i USA. Patents: <https://bioderminc.com/patents/>.

BRUKSANVISNING: Fjerner øyeblikkelig hydrokolloid, bandasjetape og andre klebemidler uten irritasjon. Tørker raskt på 15 sekunder uten å etterlate rester, slik at det kan påføres på nytt umiddelbart.

BRUKSANVISNING FOR SPRAYFLASKE: Kun til utvortes bruk på normal, intakt hud. Sprøyt kantene av limet til de er våte. Løft forsiktig den klebende kanten fra huden. Mens du løfter, spray det eksponerte limet til det er helt løsnet.

BRUKSANVISNING FOR TØRKING: Kun til utvortes bruk på normal, intakt hud.

- Hold foliepakken loddrett, riv ved hakket for å åpne og ta ut kluten fra pakken. Hold kluten brettet for å opprettholde maksimal fuktighet. Hold pakningen oppreist for å unngå å søle ut overskuddsvæske fra FreeDerm-løsningen.
- Drypp overskuddet av FreeDerm fra pakningen på den øvre kanten av bandasjen, slik at løsningen drypper nedover og begynner å løsne limet mellom huden og bandasjen.
- Når bandasjekanten er løftet, bruker du den brettede kluten til å tørke under bandasjen mens du forsiktig trekker bandasjen av.
- Når bandasjen er helt fjernet, tørk av området for å fjerne eventuelle limrester.